



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Inkubator CO2 z płaszczem powietrznym NUAIRE DHD AUTOFLOW 5510E (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Inkubator CO2 z płaszczem powietrznym **NuAire DHD AutoFlow 5510E** zapewnia niezawodne środowisko in vitro dla optymalnego wzrostu kultur komórkowych, a także przechowywania i konserwacji zarodków, gamet i kultur komórek zwierzęcych. Ten inkubator wykorzystuje precyzyjną kontrolę temperatury i CO2 za pomocą precyzyjnego układu scalonego i zintegrowanego czujnika, a także niezawodne elementy grzejne i stałą recyrkulację powietrza z filtrem HEPA. Urządzenie to posiada również cykle odkażania. Zaawansowana konstrukcja zapewnia bardzo stabilne, wolne od dryfu wyjście, wymagające rzadszej kalibracji. NuAire 5500 ma zakres temperatur od 18°C do 55°C z jednolitością $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ i dokładnością $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$. Zakres CO2 wynosi do 20% z dokładnością i jednolitością $\pm 0,1\%$.
- **Specyfikacja:**
 - Zakres temperatury: 18°C do 55°C (od 5°C powyżej temperatury otoczenia do max. 30°C otoczenia),
 - Jednolitość temperatury: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$,
 - Dokładność temperatury: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$,
 - Rozdzielczość wyświetlacza temperatury: 0,1°C,
 - Odzyskiwanie temperatury 0,3°C na minutę (średnio),
 - Minimalna temperatura do odkażania:
 - Na sucho 145°C cykl 135°C,
 - Na mokro 95°C cykl 87°C,
 - Zakres CO2: 0,1 do 20%,
 - Dokładność CO2: $\pm 0,1\%$,
 - Rozdzielczość wyświetlacza CO2: 0,1%,
 - Odzyskiwanie CO2: do 5% $\pm 0,2\%$ w 4 minuty,
 - Typ czujnika temperatury: precyzyjny układ scalony,
 - Typ czujnika CO2: podczerwień,
 - Komora wewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej,
 - Port dostępu,
 - Port pobierania próbek CO2,
 - Wymienny filtr HEPA,
 - Regulowana wysokość montażu półek (18 pozycji),
 - Podstawa na 4 regulowanych nóżkach,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - 3 półki,
 - Tacka ociekowa,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Ogólne: 104 x 65 x 69 cm,
 - Komory: 48 x 50 x 53 cm,
 - Półka: 48,5 x 48,5 cm,
 - Tacka ociekowa: 32 x 46 cm,
- Waga: 117 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

