



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Łóżko rehabilitacyjne STIEGELMEYER 5085-04-85-00-0 (Rekondycjonowany (używany))

- Używane,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Stiegmeyer** jest wygodnym łóżkiem rehabilitacyjnym z elektryczną regulacją wysokości,
- Dwusegmentowe,
- **Możliwość doposażenia łóżka w materac typu gofer za dodatkową opłatą,**
- Wytrzymała i stabilna konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo oraz wygodę,
- **Wyposażone w:**
 - Pilota przewodowego,
 - Drewniane panele od strony głowy i nóg z wycięciami do wygodnego przemieszczania łóżka,
 - Składane poręcze po obu stronach łóżka,
 - Odbojniki w każdym narożniku,
- **Płynna, elektryczna regulacja za pomocą pilota przewodowego:**
 - Wysokości leża w zakresie: 40 - 80 cm,
 - Kąta nachylenia segmentu pleców w zakresie: 68°,
- **Łóżko oraz pilot posiadają widoczne ślady użytkowania,**
- Mobilny, na 4 kołach z dwoma hamulcami centralnymi,
- Wymiary:
 - Leża: 193 x 90 cm,
 - Ogólne: 209 x 102 x 90/130 cm,
- Waga: 126 kg,
- Kat 02,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

OPIS I ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA



