



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Szafa grzewcza DORR (Rekondycjonowany (używany))

- Używana,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji holenderskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1300 W,
- **Szafa do podgrzewania koców firmy DORR** nadają się do ogrzewania koców i moltonów. Szafy grzejne znajdują zastosowanie w miejscach, w których pacjent może skorzystać z nieco dodatkowego ciepła, takich jak oddziały wybudzeń i pielęgniarstwa, ale także gabinety dializ. Dzięki wewnętrznej cyrkulacji i perforowanemu dnie zachodzi optymalna konwekcja, dzięki czemu koce i moltony są szybko i równomiernie nagrzewane. Komora wyposażona jest w przestrzeń wentylacyjną, przykrytą blachą perforowaną ze stali nierdzewnej. W rezultacie prawidłowa konwekcja zachodzi również przy w pełni załadowanej komorze grzewczej.
- Regulacja temperatury w zakresie: 34 - 40°C,
- Wyposażona w 5 półek (możliwość regulacji wysokości),
- Całość wykonana ze stali nierdzewnej,
- Podstawa na 4 nóżkach,
- **W zestawie:**
  - Przewód zasilający,
  - 5 półek,
- Wymiary:
  - Ogólne: 80 x 40 x 140 cm,
  - Komory: 115 x 72 x 28 cm,
  - Półka: 27 x 72 cm,
- Waga: 90 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

