



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wirówka laboratoryjna HETTICH UNIVERSAL 32 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 400 VA,
- **HETTICH UNIVERSAL 32** idealnie płynna praca zarówno przy wysokich, jak i niskich prędkościach, wszechstronne i łatwo wymienialne akcesoria oraz niewielkie rozmiary,
- W zakresie niskich prędkości (max. RCF 4193) mieści standardowe próbówki o objętości do 100 ml, płytki do mikromiareczkowania, próbówki Falcon, próbówki do pobierania krwi i akcesoria cyto. Próbówki mikrolitowe mogą być przyspieszane do max. RCF 23907. Próbówki wirówkowe o większej objętości (do 85 ml) również korzystają z dużej mocy silnika. Przy RCF 9418 bakterie i drożdże szybko i łatwo sedimentują,
- Niezwykle krótkie czasu rozruchu i całkowitego zatrzymania, również w przypadku rotorów osiągających wyższe prędkości,
- Szeroka gama akcesoriów obejmująca rotory wychylne, kątowe, kielichy i adaptery do wielu różnych próbek wirnikowych,
- Komora wirowania wykonana ze stali nierdzewnej,
- Automatyczne rozpoznawanie rotorów,
- Łatwo wymienialne rotory,
- Awaryjne zwolnienie blokady pokrywy,
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika,
- **Specyfikacja:**
 - Prędkość RPM/RCF: 18000 / 23 907
 - Max. pojemność: 4 x 100 ml,
 - Max. gęstość: 1.2 kg/dm³,
 - Energia kinetyczna: 6500 Nm,
 - Temperatura otoczenia: od 2°C do 40°C
 - Wilgotność względna: max. 80% do 31°C, opada liniowo do 50% przy 40°C,
 - Poziom hałas: 66 dB(A) w zależności od rotora,
- **Możliwość doposażenia w wybrane akcesoria (kielichy / adaptery / próbówki) za dodatkową opłatą** (przy doborze akcesoriów należy uwzględnić prędkości obrotowe),
- **W zestawie:**
 - Rotor Hettich 1624,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 30 x 42 x 49 cm,
- Waga: 24 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



— SHING OUT ROTOR, 4 PLACES: 100

Model	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
Capacity (ml)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
Temperature (°C)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Humidity (%)	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Shake speed (rpm)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Shake time (min)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Shake mode	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF