



Kozetka lekarska ścienna ERON (Rekondycjonowany (używany))

- Używana,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- **Tapicerka** z atestem medycznym w kolorze granatowym - **posiada widoczne ślady użytkowania widoczne na zdjęciach, (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- **Kozetka ERON** to dwusegmentowa składana kozetka mocowana do ściany przeznaczona do małych gabinetów lekarskich.
- **Specyfikacja:**
 - Szybkie składanie i niezwykła funkcjonalność,
 - Leże dwusegmentowe,
 - Konstrukcja wykonana z profili stalowych pokrytych farbą proszkową,
 - Manualna stopniowa regulacja wezglowia,
 - Nogi składane zakończone regulowanymi stopkami pozwalającymi na stabilne wypoziomowanie,
 - Mocowana do ściany za pomocą śrub i kołków rozporowych (**brak w zestawie**),
- Wymiary:
 - Leże: 195 x 67 cm,
 - Grubość materaca: 7 cm,
 - Wysokość: 66 cm,
- Maksymalny udźwig: 130 kg
- Waga: 45 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

