



Cieplarka laboratoryjna MEMMERT U30 (Rekondycjonowany (używany))

- Używana,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1400 W,
- **MEMMERT U30** to prosta, kompaktowa i łatwa w obsłudze cieplarka laboratoryjna,
- **Specyfikacja:**
 - Regulacja temperatury w zakresie: 30°C do 220°C,
 - 6-stopniowa regulacja wentylacji,
 - Wbudowany termometr,
 - Wbudowany timer,
 - Wykonana ze stali kwasoodpornej,
 - Komora wyposażona w półkę siatkową,
- Wymiary:
 - Ogólne: 51 x 48 x 68 cm,
 - Komora: 37 x 38 x 33 cm,
 - Półka: 31 x 39 cm,
- Waga: 33 kg,
- Kat 02,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

