



Cieplarka laboratoryjna QED SCIENTIFIC GP/75/W/VIS (Rekondycjonowany (używany))

- Używana,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji angielskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 750 W,
- **QED GP/75/W/VIS** to nieduża, pojemna i łatwa w obsłudze cieplarka laboratoryjna,
- Regulacja temperatury w zakresie: od temp. otoczenia do 100°C,
- Wyposażona w jedną półkę siatkową,
- Port w górnej części komory do umieszczenia termometru lub sondy monitorującej,
- Szklane drzwi,
- Obudowa stalowa malowana proszkowo,
- Podstawa mobilna na 4 kółkach w tym 2 z hamulcem,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
 - Półka siatkowa,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Ogólne: 54 x 59 x 72 cm,
 - Komora 48 x 29,5 x 44 cm,
 - Półka siatkowa: 46,5 x 43,5 cm,
- Waga: 35 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

