



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor pacjenta WELCH ALLYN SPOT VITAL SIGNS LXi (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V
- Zasilanie awaryjne: poprzez wbudowany akumulator 6,4 V 6,0 Ah Li-Ion,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **SPOT VITAL SIGNS LXi** to przenośny system monitorowania funkcji życiowych. Charakteryzuje się szybkością pomiarów nie spotykaną w innych przyrządach. Monitor znajduje zastosowanie na wszelkich oddziałach szpitalnych. Montowany na jezdnym stojaku jest funkcjonalny i prosty w obsłudze. Oszczędza czas badania i poprawia komfort pacjenta,
- **Specyfikacja:**
 - 15 sekundowy pomiar ciśnienia krwi, tętna, MAP w technologii SureBP już w trakcie pompowania mankietu,
 - Natychmiastowy podgląd wyników pomiaru z opcją transferu do szpitalnego systemu informatycznego,
 - Pulsoksymetria w opcji Nellcor,
 - Możliwość ręcznego wprowadzania wagi, wzrostu, częstości oddechów i poziomu bólu oraz obliczania wskaźnika masy ciała BMI,
 - Opcja komunikacji z wagą cyfrową,
 - Pamięć 50 pomiarów,
 - Duży wyświetlacz LCD,
 - Umieszczony na mobilnym stojaku z pięcioramienną podstawą wyposażoną w kółka w tym dwa z hamulcem,
 - Koszyk na akcesoria,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Termometr douszny Braun ThermoScan PRO 4000 + osłonki sondy (20 sztuk),
 - Czujnik SpO2 typu Nellcor,
 - Mankiet do pomiaru ciśnienia 17-25 cm,
- Wymiary:
 - Ogólne: 60 x 60 x 136 cm,
 - Monitor: 22 x 26 x 15 cm,
- Waga: 5,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

