



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wózek endoskopowy PENTAX (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji angielskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Wyposażony w:**
 - Górny blat,
 - 4 półki,
 - Listwę z 5 gniazdami zasilającymi,
 - Panele boczne na przewody zasilające,
 - Gumowe odbojniki,
 - Wygodne uchwyty do przemieszczania,
 - Transformator izolacyjny 1000 VA,
- Wykonany ze stali malowanej proszkowo,
- Otwierana tylna obudowa zamykana na kluczyk,
- Mobilny na 4 kółkach antyelektrostatycznych o średnicy 15 cm w tym 2 z hamulcem,
- **W zestawie:**
 - Przewody zasilające (5 sztuk),
- Wymiary:
 - Ogólne: 144 x 75 x 62 cm,
 - Blat górny: 49 x 50 cm,
 - Półka górna: 35 x 48 cm,
 - Półki środkowe: 48 x 50 cm,
 - Półka dolna: 41 x 48 cm,
- Waga: 94 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



