



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel do dializy NITROCARE NTCR SD07 (Powystawowy (demo))

- Nowy, (powystawowy)
- Stan techniczny: idealny,
- Stan wizualny: idealny,
- Produkcji tureckiej, (2021 r.)
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez dwa nowe wbudowane akumulatory: 12 V 1,3 Ah,
- **Fotel NITROCARE** przeznaczony jest do takich zabiegów jak: dializa i pobieranie krwi,
- 4 - segmentowy,
- **Regulacja wysokości za pomocą pilota przewodowego:**
 - Wysokości fotela za pomocą siłownika hydraulicznego w zakresie: 65 - 105 cm,
 - Kąta oparcia: 72°,
 - Kąta nachylenia segmentu nóg: 36°,
- **Manualna możliwość przechyłu:**
 - Pozycja Trendelenburga w zakresie 13°,
 - Pozycja Anty - Trendelenburga w zakresie 12°,
 - Wysokości i kąta ułożenia podłokietników,
- **Wyposażony w:**
 - Manualnie regulowany na wysokość wieszak na serum z pojedynczym hakiem,
 - Poduszkę pod głowę,
 - Podporę pod stopy w celu zapobiegania przesuwania pacjenta,
 - Składane z możliwością zablokowania 2 boczne podłokietniki,
 - 4 krążki odbojowe,
 - Układ jezdny z czterema kołami o średnicy 14,5 cm, oraz z dwustronną centralną blokadą,
- Wymiary:
 - Leża:
 - Poduszka pod głowę: 23,5 x 5,5 x 27 cm,
 - Segment pleców: 60 x 7 x 67 cm,
 - Segment ud: 66 x 7 x 46,5 cm,
 - Segment nóg: 60 x 7 x 72 cm,
 - Podpora pod stopy: 43,5 x 4,5 x 23 cm,
 - Ogólne: 218 x 65/105 x 90 cm,
- Maksymalny udźwig: 175 kg,
- Waga: 106,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

