



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Inkubator laboratoryjny LOVIBOND TC 135 S (Powystawowy (demo))

- Nowy, powystawowy,
- Stan techniczny: idealny,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej, (2021 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 270 VA,
- **Lovibond TC 135 S** to szafa termostatyczna do przechowywania próbek z kontrolowaną temperaturą, jak i do oznaczania BZT w analizie ścieków,
- Wysoce wydajne komponenty i wzmocniona izolacja zapewniają niskie wartości zużycia energii,
- Regulacja temperatury w zakresie pomiędzy 2° C a 40° C, w krokach co 0,1° C,
- **Wyposażony w:**
 - Podświetlany wyświetlacz LED z zadanymi i aktualnymi temperaturami,
 - Wygodne wewnętrzne gniazda zasilające 230 V umożliwiają korzystanie z jednostek mieszających lub innych urządzeń elektrycznych bez otwierania drzwi i obniżania temperatury,
 - Wbudowany wentylatory osiowe: wydajność 320 m³ /h,
 - Drzwi z wbudowanym zamkiem na kluczyk,
 - 3 półki z możliwością regulacji wysokości rozmieszczenia,
- Pojemność: 135 L,
- **W zestawie:**
 - Kluczyk,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Skrócona instrukcja obsługi w języku polskim,
- Wymiary:
 - Komory: 44,1 x 51,3 x 70,2 cm,
 - Ogólne: 60 x 60 x 85 cm,
- Waga: 39 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

