



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Video-procesor OLYMPUS CV-145 ze źródłem światła CLE-145 (zestaw) (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji japońskiej,
- **W skład zestawu wchodzi:**
 - **Procesor obrazu OLYMPUS Model CV-145 EVIS EXERA:**
 - Zasilanie: 230 V,
 - Częstotliwość: 50/60 Hz,
 - Automatyczna kontrola balansu bieli,
 - **Posiada następujące wejścia i wyjścia:**
 - MONITOR REMOTE,
 - PRINTER REMOTE, D. FILE REMOTE,
 - USB 2.0 - 2 szt do podłączenia klawiatury,
 - MONITOR OUT,
 - COMP OUT,
 - RGB OUT,
 - Y/C OUT,
 - LIGHT CONTROL,
 - Posiada funkcję FREEZE,
 - Elektroniczne wyostrzenie krawędzi obrazów endoskopowych poprawia obrazowanie i diagnostykę,
 - Możliwość regulacji nasycenia kolorów: czerwony i niebieski,
 - Foliowany panel sterowania,
 - Wymiary: 46 x 36,5 x 7,5 cm,
 - Waga: 8 kg,
 - **Źródło światła OLYMPUS Model CLE-145 EVIS EXERA:**
 - Zasilanie: 230 V,
 - Częstotliwość: 50/60 Hz.,
 - Przystosowane do endoskopów giętkich,
 - Oświetlenie główne i awaryjne: 2 żarówki halogenowe 150 W,
 - Łatwy dostęp do żarówki z boku urządzenia,
 - Żywotność lampy: ok. 50 h przy stałym użytkowaniu,
 - Możliwość sterowania przysłoną,
 - Posiada port LIGHT CONTROL,
 - Foliowany panel sterowania,
 - Automatyczna lub manualna regulacja jasności obrazu,
 - Wbudowana pompka powietrza z elektroniczną regulacją mocy,
 - Wymiary: 45 x 36,5 x 15 cm,
 - Waga: 13 kg,
 - **Klawiatura OLYMPUS MAJ - 844,**
 - **Przewód Light Control MH - 966,**
 - **§ Butelecza do płukania endoskopu,**
 - **Przewody zasilające - 2 szt.,**
- **Za dodatkową opłatą możliwość doposażenia zestawu w przewód Pigtail MAJ - 843,**
- Wymiary ogólne: 45 x 36,5 x 22 cm,
- Waga zestawu: 21 kg,
- Wersja A,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

