



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wanna pielęgnacyjno-rehabilitacyjna DELTOM WPC-220 BMH (Rekondycjonowany (używany))

- Używana,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Wanna DELTOM WPC-220 BMH** do hydroterapii i rehabilitacji, Jest urządzeniem wolnostojącym, nie wymagającym obudowy i fundamentowania co pozwala na dowolne jej ustawienie bez potrzeby specjalnej adaptacji pomieszczenia,
- **Zalety:**
 - Wyposażona w hydromasaż daje możliwość relaksu, rozluźnienia,
 - Dostępność z każdej strony jak również regulowana wysokość wanny pozwalają na zachowanie wygodnej, ergonomicznej pozycji przez personel medyczny,
- **Wyposażona w:**
 - Mieszalna Bateria wody,
 - Prysznic,
 - Termometr cyfrowy do pomiaru temperatury wody,
 - Instalację hydromasażu podwodnego,
 - Regulacja strumienia hydromasażu - jego kierunku i natężenia,
 - Podwodny reflektor oświetlający wannę,
 - Siedzisko z zagłówkiem,
 - Przyłącze do wody zimnej i ciepłej,
- Regulacja wysokości wanny za pomocą pilota przewodowego na poziomie krawędzi niecki: 79 - 114 cm,
- Maksymalna pojemność niecki: 200 L,
- Wymiary
 - Ogólne: 100 x 200 x 120 cm,
 - Niecki: 60 x 120 x 47 cm,
- Waga: 180 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

