



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat do krioterapii KRIO METRUM NR-2 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: poprzez 4 nowe akumulatory 1,5 V AA,
- **Krio Metrum NR-2** służy do szybkiego i skutecznego zamrażania tkanek za pomocą kriosond natryskowych i kontaktowych,
- Nie wymaga zasilania elektrycznego z sieci,
- Może być wykorzystywany w wielu specjalnościach poprzez zastosowanie wymiennych krioaplikatorów,
- **Aparat pozwala na przeprowadzanie zabiegów na powierzchni lub w jamach ciała:**
 - Śródoperacyjnie,
 - Laparoskopowo,
 - Poprzez endoskopy sztywne lub giętkie,
- **Zalety kriochirurgii:**
 - Niszczenie tkanki przez zamrażanie,
 - Zabieg jest bezkrwawy, proces gojenia odbywa się na sucho lub z wysiękiem (skóra) lub przez martwicę rozpuszczalną (śluzówki),
 - Po zabiegach powstają blizny elastyczne, które w przypadku małych zmian samoistnie zanikają,
 - Często nie wymaga znieczulenia praktycznie brak powikłań,
- **Specyfikacja:**
 - Czynnik chłodniczy: dwutlenek węgla CO₂ w stalowych butlach ciśnieniowych,
 - Ciśnienie maksymalne: 6 MPa,
 - Ciśnienie robocze: 3,4 - 4,6 MPa,
 - Pojemność butli: 10 dm³,
- Wbudowany elektroniczny zegar pomiaru czasu zabiegu,
- Całość osadzona na szafce na butlę,
- Mobilny, na 4 kółkach, w tym 2 z hamulcem,
- **W zestawie:**
 - Głowica (pistolet),
 - Wąż zabiegowy do głowicy,
 - Kluczyk,
- Wymiary: 47 x 40 x 109 cm,
- Waga: 16 kg,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

