



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wirówka laboratoryjna EPPENDORF CENTRIFUGE 5702 R (Powystawowy (demo))

- Nowa, powystawowa,
- Stan techniczny: idealny,
- Stan wizualny: idealny,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Pobór mocy: 380 W,
- **Centrifuge 5702 R** to model wirówki z chłodzeniem do próbek wrażliwych na ciepło,
- Wbudowany podświetlany wyświetlacz LCD,
- Klawiatura na panelu sterowania w języku angielskim,
- **Cechy produktu:**
 - Kompaktowa budowa, dzięki której urządzenie mieści się na każdym stole laboratoryjnym,
 - Bardzo cicha praca,
 - Niewielka wysokość urządzenia umożliwiająca łatwe wkładanie i wyjmowanie próbek,
 - Funkcja hamowania SOFT służąca do powolnego startu i hamowania,
 - Zoptymalizowana do rozdziału komórek poprzez wirowanie w gradiencie,
 - Funkcja „At set RPM” uruchamia zegar po osiągnięciu wybranej prędkości obrotowej; w celu zapewnienia powtarzalności wirowania,
 - Blokada przycisków zapobiega niezamierzonemu przestawianiu parametrów,
 - Komora rotora wykonana ze stali nierdzewnej jest łatwa w czyszczeniu,
 - Elektroniczne rozpoznawanie niewyważenia zapewniające maksymalne bezpieczeństwo,
 - Automatyczny zamek pokryw,
 - Regulacja czasu: 0,5 - 99 min. oraz wirowanie ciągłe,
- **Specjalne rozwiązania do Centrifuge 5702 R:**
 - Zakres temperatury: od -9 °C do 40 °C,
 - Funkcja FastTemp do szybkiego schładzania,
 - Stałe chłodzenie zapewnia utrzymywanie temperatury na niezmiennym poziomie po zakończeniu pracy – próbki cały czas są chłodzone,
 - Funkcja ECO wyłączająca urządzenie po 8 godzinach bezczynności, pozwalająca ograniczyć zużycie energii i wydłużyć żywotność sprężarki,
 - Dwa przyciski programów umożliwiają zapis programów rutynowych,
- **Możliwość doposażenia wirówki w wybrane akcesoria (kielichy/adaptery/próbowki) za dodatkową opłatą,**
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Maks RCF: 3 000 × g,
 - Prędkość maks.: 4400 rpm,
 - Pojemność maks.: 4 x 100 ml,
- **W zestawie:**
 - Rotor wychylny A-4-38B - standardowy rotor do wirowania próbek na krew lub próbek stożkowych 15/50 ml,
 - Kielich z do próbek RL120 - 4 szt.,
 - Aerozoloszczelność - pokrywki do bezpiecznego wirowania niebezpiecznych próbek - 4 szt.,
 - Adapter 4 x 7 ml - 4 szt.,
 - Adapter 4 x 10 ml - 4 szt.,
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 38 x 58 x 26/60 (z otwartą pokrywą) cm,
- Waga: 36 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

