



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Inkubator laboratoryjny TERMAKS B8054 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji norweskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 330 W,
- **TERMAKS B 8054** to kompaktowy inkubator który zajmuje niewiele miejsca przy bardzo dużej wydajności. Wnętrze i półki wykonane są ze stali nierdzewnej, Zewnętrzna część wykonana jest z galwanizowanej stali pokrytej specjalną szarą farbą epoksydową.
- **Specyfikacja:**
 - Kontrola temperatury PID,
 - Maks. Temp. 70°C,
 - Pojemność 54 l,
 - Cyfrowy wyświetlacz,
 - Alarm akustyczny,
 - Timer,
 - Regulator czasowy minuty/godziny: 0-999,
 - Szklane drzwi,
 - 4 stopniowa prędkość wentylatora dla szybkiego i lepszego ujednolicenia temperatury wewnątrz,
 - Blokada drzwi,
 - Port dostępowy 3 cm,
 - Automatyczny termostat bezpieczeństwa,
- Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,
- **W zestawie:**
 - 2 x tacka,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Ogólne: 60 x 56 x 57 cm,
 - Komory: 40 x 33 x 36 cm,
- Waga: 41 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**

