



Tester widzenia RODENSTOCK R3 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc żarówki: 15 W,
- Optotypy – cyfry i obrazki,
- Płynna regulacja wysokości głowicy w zakresie: 18-30 cm,
- **W zestawie:**
 - Zapasowa żarówka,
 - Bloczek kart badań,
 - Klucz imbusowy do zmiany slajdów z optotypami,
- Wymiary:
 - Testera: 37 x 18 x 28 cm,
 - Walizki: 22 x 39 x 34 cm,
- Waga zestawu: 7 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

