



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat USG Toshiba Aplio MX SSA-780A (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1500 VA,
- **Toshiba Aplio MX SSA-780A** to wygodny, szerokoprofilowy system, przeznaczony do wszechstronnych zastosowań klinicznych, który zaspokoi potrzeby placówek medycznych o dużej liczbie pacjentów,
- **Specyfikacja:**
 - Monitor LCD,
 - Rozmiar ekranu: 19",
 - Dodatkowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej 10,4",
 - Wysuwana klawiatura alfanumeryczna,
 - Stacja DVD,
 - Wbudowane głośniki,
 - 3 aktywne gniazda głowic,
 - Uchwyt transportowy,
 - Maksymalna głębokość obrazowania 28 cm,
 - Zakres częstotliwości podłączanych sond: 1,8 – 18 Mhz,
 - Sieć DICOM,
- Tryby obrazowania: B, M, D, 2D/3D/4D, CW, PW,
- Dostępne funkcje:
 - Pulse Subtraction THI,
 - Differential THI,
 - ApliPure,
 - ApliPure+,
 - QuickScan,
 - MicroPure,
 - Elast-Q,
 - Precision Imaging,
 - Advanced Dynamic Flow (ADF),
- Menu w języku angielskim,
- Mobilny na 4 kołach w tym wszystkie z hamulcem,
- **W zestawie:**
 - Głowica liniowa PLT-805AT,
 - Głowica convex TC375TB,
 - Videoprinter Mitsubishi P95,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary ogólne: 85 x 56 x 152 cm,
- Waga: 132 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**

