



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Analizator moczu SIEMENS CLINITEK STATUS+ (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Realne zdjęcia produktu,
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 9 V lub bateryjne (6 x AA/1.5V),
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 7,2 VA,
- **Clinitek Status+** to analizator, którego najważniejszą cechą jest system wyposażony w funkcję kontroli automatycznych (Auto-Checks\*). Aparat automatycznie sprawdza każdy pasek testowy pod kątem narażenia na działanie wilgoci, typowych interferencji występujących w próbkach oraz rozpoznaje typ paska Siemens. Wszystko to razem, poprawia jakość uzyskiwanych informacji klinicznych,
- **Funkcje:**
  - Podawanie wyników w jednostkach klinicznych, konwencjonalnych lub SI,
  - Zaznaczanie wyników patologicznych,
  - Wykrywanie świeżych i wyługowanych krwinek,
  - Możliwość określenia barwy i przejrzystości moczu,
  - Dowlone wyświetlanie wyników przechowywanych w pamięci,
  - Wygodny ekran dotykowy,
  - Możliwość wyboru menu w języku: EN, DE, FR, ES, IT, SV, ZH, JA,
  - Wybór dwóch trybów badania: testu szybkiego i rozszerzonego,
  - Możliwość wprowadzania informacji o pacjencie, danych identyfikacyjnych, operatora i hasła dostępu do ustawień aparatu,
  - Możliwość przesyłania danych do komputera (gniazdo RS232),
  - Panel badań rozszerzony o szybkie testy immunologiczne,
  - Posiada wbudowaną drukarkę termiczną,
- **Obsługiwane paski:**
  - Hema-Combistix,
  - Uristix,
  - Uristix 4,
  - N-Neostix,
  - Uro-Uristix,
  - Combistix,
  - Multistix 10 SG,
  - Multistix 8 SG,
  - Multistix 7,
  - Multistix 5,
  - N-multistix SG L,
  - Uro-Hema-Combistix SG-L,
  - Uro-Hema-Combistix,
  - Labstix SG,
  - Multistix SG,
  - N-Multistix SG,
  - Multistix GP,
- **Specyfikacja:**
  - Wydajność: ok. 60 badań na godzinę,
  - Pamięć: 700 wyników badań wraz z danymi pacjentów,
  - Automatyczna kalibracja, wykonywana samoczynnie,
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim (PDF),
  - Przewód zasilający z zasilaczem,
- Wymiary: 16.5 x 27 x 16 cm,
- Waga zestawu: 2 kg,
- Kat 01,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

