



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Analizator moczu SIEMENS CLINITEK STATUS+ (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Realne zdjęcia produktu,
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 9 V lub bateryjne (6 x AA/1.5V),
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 7,2 VA,
- **Clinitek Status+** to analizator, którego najważniejszą cechą jest system wyposażony w funkcję kontroli automatycznych (Auto-Checks*). Aparat automatycznie sprawdza każdy pasek testowy pod kątem narażenia na działanie wilgoci, typowych interferencji występujących w próbkach oraz rozpoznaje typ paska Siemens. Wszystko to razem, poprawia jakość uzyskiwanych informacji klinicznych,
- **Funkcje:**
 - Podawanie wyników w jednostkach klinicznych, konwencjonalnych lub SI,
 - Zaznaczanie wyników patologicznych,
 - Wykrywanie świeżych i wyługowanych krwinek,
 - Możliwość określenia barwy i przejrzystości moczu,
 - Dowlone wyświetlanie wyników przechowywanych w pamięci,
 - Wygodny ekran dotykowy,
 - Możliwość wyboru menu w języku: EN, DE, FR, ES, IT, SV, ZH, JA,
 - Wybór dwóch trybów badania: testu szybkiego i rozszerzonego,
 - Możliwość wprowadzania informacji o pacjencie, danych identyfikacyjnych, operatora i hasła dostępu do ustawień aparatu,
 - Możliwość przesyłania danych do komputera (gniazdo RS232),
 - Panel badań rozszerzony o szybkie testy immunologiczne,
 - Posiada wbudowaną drukarkę termiczną,
- **Obsługiwane paski:**
 - Hema-Combistix,
 - Uristix,
 - Uristix 4,
 - N-Neostix,
 - Uro-Uristix,
 - Combistix,
 - Multistix 10 SG,
 - Multistix 8 SG,
 - Multistix 7,
 - Multistix 5,
 - N-multistix SG L,
 - Uro-Hema-Combistix SG-L,
 - Uro-Hema-Combistix,
 - Labstix SG,
 - Multistix SG,
 - N-Multistix SG,
 - Multistix GP,
- **Specyfikacja:**
 - Wydajność: ok. 60 badań na godzinę,
 - Pamięć: 700 wyników badań wraz z danymi pacjentów,
 - Automatyczna kalibracja, wykonywana samoczynnie,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający z zasilaczem,
- Wymiary: 16.5 x 27 x 16 cm,
- Waga zestawu: 2 kg,
- Kat 02,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

