



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Cieplarka laboratoryjna HERAEUS UT12 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowana (używana),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 2,32 KW
- **Cieplarka HERAEUS UT12** wykorzystuje konwekcję naturalną, dzięki czemu nadaje się do zastosowań związanych z procesami termicznymi, takimi jak podgrzewanie przechowywanie, obróbka cieplna, testy termiczne i procesy suszenia konwekcyjnego w temperaturach do 250°C. Cieplarka jest wyposażona w precyzyjny sterownik mikroprocesorowy z dużym, łatwym w obsłudze wyświetlaczem,
- **Specyfikacja:**
 - Pojemność wewnętrzna: 110 litrów,
 - Maksymalna temperatura: 250°C,
 - Precyzyjny sterownik mikroprocesorowy,
 - Naturalna konwekcja,
 - Obsługa przyjazna dla użytkownika,
 - Łatwy w czyszczeniu i konserwacji – z zaokrąglonymi narożnikami i wyjmowanymi wspornikami półek,
 - 5x półka ze stali nierdzewnej,
 - Wymienna silikonowa uszczelka drzwi,
 - Odporna na korozję obudowa wykonana ze stali nierdzewnej,
- **Odchylenia temperatury:**
 - Przestrzenne:
 - 70°C ($\pm 0,7^\circ$),
 - 150°C ($\pm 1,9^\circ$),
 - 250°C ($\pm 3,5^\circ$),
 - Czasowe:
 - 70°C ($\pm 0,2^\circ$),
 - 150°C ($\pm 0,3^\circ$),
 - 250°C ($\pm 0,8^\circ$),
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Zew.: 70 x 68 x 84 cm,
 - Wew.: 50 x 32 x 60 cm,
 - Półki: 32 x 50,5 cm,
- Waga: 55 kg,
- **Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,**
- **Gwarancja:**
 - **6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,**
 - **3 miesiące na rynek międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**

