



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kondukcyjny system ogrzewania pacjenta CSZ NORM-O-TEMP 111W (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 800 W,
- **CSZ Norm-O-Temp** jest systemem, który pozwala na prowadzenie kondukcyjnego ogrzewania pacjenta. Znajduje zastosowanie na: salach operacyjnych, salach pooperacyjnych, oddziałach ratunkowych. Wbudowany mikroprocesor pozwala na pełną kontrolę nad temperaturą medium przenoszącego ciepło, jakim w tym przypadku jest woda,
- Wbudowany system alarmów wizualnych i dźwiękowych informuje użytkownika w przypadku przekroczenia zadanych temperatur.
- Urządzenie może zostać wyposażone w akcesoria wymiany ciepła zarówno jednorazowe jak i wielorazowe (MaxiTherm, MaxiThermLite, GelliRoll, PlastiPad) tym samym dając ogromne możliwości dopasowania urządzenia do bardzo specyficznych potrzeb użytkownika,
- Typ termoregulacji/przekazania ciepła: wodny,
- Zakres temperatury pracy: 32 °C – 42 °C,
- Skok regulacji temperatury (°C): 1,
- Czujniki temperatury: powierzchniowe wewnętrzne,
- Funkcja wstępnego podgrzewania,
- Kompaktowy rozmiar pozwala zaoszczędzić miejsce,
- Łatwy w użyciu interfejs,
- Mobilny na pięcioramiennej podstawie z kółkami,
- **W zestawie:**
 - Koc wodny (wielokrotnego użytku) hiper-hipotermiczny PlastiPad o rozm. 61 x 152,4 cm,
 - Przewód zasilający,
 - Wąż spustowy,
- Wymiary ogólne: 60 x 60 x 78 cm,
- Waga: 22 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

