



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Przenośna zamrażarka niskotemperaturowa STIRLING ULTRACOLD ULT-25NE (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowana (używana),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230V lub 12 V DC,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 280 W,
- **STIRLING ULTRACOLD ULT-25NE** to przenośna zamrażarka niskotemperaturowa oferująca kompaktowe, niezawodne, energooszczędne przechowywanie oraz transportowanie materiałów biologicznych w temperaturze od -20°C do -86°C. Małe rozmiary i niewielka waga czynią ten model zamrażarki idealnym rozwiązaniem dla każdego kto transportuje materiały wymagające szczególnych warunków przechowywania.
- **Specyfikacja:**
 - Pojemność: 25 litrów,
 - Łatwa w transporcie,
 - Małe rozmiary,
 - Komora zamykana na klucz,
 - Temperatura chłodzenia: od -20°C do -86°C,
 - Wykorzystuje w 100% naturalne czynniki chłodnicze,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Przewód zasilający 12 V (gniazdo zapalniczki),
 - Klucze (2 szt.)
- Wymiary: 70 x 36 x 46 cm
- Waga: 21 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

