



Kozetka lekarska ERON (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowana (używana),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- **ERON** to dwusegmentowa kozetka przeznaczona do gabinetów zabiegowych, lekarskich, specjalistycznych i terapeutycznych do przeprowadzania badań lekarskich oraz wykonywania drobnych zabiegów medycznych, masażu i rehabilitacji.
- **Tapicerka** z atestem medycznym w kolorze szarym - **posiada widoczne na ostatnich zdjęciach ślady użytkowania, (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- Stabilna wytrzymała konstrukcja, malowana proszkowo w kolorze białym,
- **Specyfikacja:**
 - Szerokie leże dwusegmentowe,
 - Konstrukcja wykonana z profili stalowych pokrytych farbą proszkową,
 - Manualna stopniowa regulacja wezgiłowia za pomocą pokrętki w zakresie: 0 - 56°,
 - Posiada wieszak na papier o szerokości: 70 cm,
- Wymiary ogólne: 197 x 82,5 x 66 cm,
- Waga: 42,5 kg,
- Kat 02,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

