



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel kosmetyczny IONTO COMED LIEGE A1 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 100 VA,
- **Tapicerka zostanie wymieniona na nową, w kolorze wybranym przez klienta, z naszego wzornika kolorów,**
- **IONTO COMED LIEGE A1** to niezwykle prosty w konstrukcji a jednocześnie bardzo funkcjonalny fotel kosmetyczny z jednym silnikiem elektrycznym pozwalającym na sprawne i szybkie uniesienie klienta do góry. W regulacji pozostałych części fotela pomaga system siłowników gazowych.
- **Specyfikacja:**
 - 1 – silnikowy,
 - Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 50 – 85 cm,
 - Manualna regulacja kąta oparcia w zakresie: 0 – 85°,
 - Manualna regulacja kąta podnóżka w zakresie: 0 – 80 °,
 - Mobilny na 4 kółkach z hamulcem,
 - Regulowany wysuwany zagłówek oraz podnózek (+12 cm),
 - Pozycja masażu,
- **W zestawie:**
 - Załącznik nożny,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Długość: 166 – 186 cm,
 - Szerokość: 75 cm,
 - Szerokość siedziska: 55 cm,
- Maksymalny udźwig: 150 Kg,
- Waga: 60 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

