



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pulsoksymetr SMITHS MEDICAL BCI 3301 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie bateryjne poprzez 3 nowe baterie R14,
- **BCI 3301** to pulsoksymetr ręczny, który szybko i niezawodnie zapewnia pulsoksymetrię wszędzie tam, gdzie wymagana jest kontrola punktowa, w tym w pogotowiu ratunkowym, gabinetach lekarskich, przychodniach i szpitalach,
- **Zalety:**
 - Lekka i trwała konstrukcja,
 - Ergonomicznie zaprojektowany, aby wygodnie dopasować się do dłoni,
 - Łatwy do odczytania wyświetlacz
 - Jasny i czytelny wyświetlacz,
 - Ilościowy pasek siły impulsu na ekranie,
 - Szybkie, niezawodne pomiary SpO2 i częstości tętna,
 - Przechowuje dane dla maksymalnie 99 różnych pacjentów,
 - Proste sterowanie włączaniem / wyłączaniem z automatycznym wyłączaniem w celu oszczędzania baterii,
 - Przeznaczony dla pacjentów w różnym wieku, od noworodków po osoby dorosłe,
- **W zestawie:**
 - Czujnik klipsowy SpO₂,
 - Etui ochronne,
- Wymiary
 - Urządzenia: 17,5 x 8,5 x 4 cm,
 - W etui: 18,5 x 11 x 4,5 cm,
- Waga z bateriami: 0,7 kg,
- Kat 02,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

