



Stolik okulistyczny (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- **Stolik okulistyczny** z manualną regulacją wysokości,
- **Specyfikacja:**
 - Błat o wymiarach 53 x 34 cm,
 - Regulacja wysokości w zakresie: 70-90 cm,
 - Średnica podstawy: 45 cm,
 - Błat wykonany z płyty laminowanej – **posiada normalne ślady użytkowania w tym kilka małych otworów po wkrętach mocujących,**
 - Podstawa malowana proszkowo w całości wykonana z metalu,
 - Półka pod blatem o wymiarach wew. 30,5 x 7,5 x 11 cm,
- Wymiary ogólne: 50 x 53 x 70/90 cm,
- Waga: 32,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

