



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Endoskop sztywny (laparoskop) OLYMPUS A50372A (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- **Olympus A50372A** - to laparoskop (endoskop) służący do wizualizacji, diagnozowania makroskopowo wątroby, pęcherzyka żółciowego, śledziony, przepony, narządów rodnych itp.,
- Kąt widzenia: 0°,
- Autoklawowalny: 134° C,
- Wykonany ze stali nierdzewnej,
- Wymiary:
 - Średnica: 5 mm,
 - Długość: 30 cm,
- Waga: 1,1 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

