



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pompa infuzyjna (strzykawkowa) B.BRAUN PERFUSOR SPACE (Kat 03) (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowana (używana),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V oraz poprzez nowy wbudowany akumulator 1.8 Ah NiMH,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Pobór mocy: 8 VA,
- **Perfusor Space** to strzykawkowa pompa infuzyjna do infuzji dożylnych, dotętnicznej i żywienia dojelitowego oraz transfuzji,
- **Specyfikacja:**
 - Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: ok. 8 godzin infuzji z prędkością 25 ml/h,
 - Prędkość przepływu: 0,01 - 200 ml/h,
 - Bolus: 1800 ml/h,
 - Preselekcja czasu: 00:01 - 99:59 godz.,
 - Tryb gotowości Standby: 1 minuta ... 24 godziny, nazwa leku widoczna także w trybie gotowości,
 - Zawartość leku - ilość czynnika aktywnego w: µg, mg, g*, mEq, IU, mmol, kcal, kJ,
 - Alarmy wizualne i akustyczne,
 - **Funkcja przypisywania kodów kreskowych,**
- Foliowana i podświetlana klawiatura w języku angielskim,
- Podświetlany wyświetlacz graficzny, kąt widoczności ~40° ze wszystkich stron,
- **Możliwość wyboru menu w języku: angielskim i niemieckim,**
- **Za dodatkową opłatą:**
- **Możliwość zmiany języka na:**
węgierski, szwedzki, portugalski, norweski, włoski, holenderski, francuski, fiński, hiszpański, duński, czeski, polski, rosyjski, angielski (US), turecki, bułgarski, grecki, indonezyjski, rumuński,
- **Możliwość zmiany oprogramowania, by obsługiwała strzykawki:** Monoject 50ml EU, Monoject 60cc US, Codan 50/60ml, Polfa 50ml, Margomed 50ml, Injectomat 50 ml,
- **Pompa obsługuje strzykawki:**
 - BBraun OPS 20,
 - BBraun OPS 50 ml,
 - BBraun OMNIFIX 10 ml,
- **W zestawie:**
 - Fabrycznie nowy zasilacz,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Wymiary: 26,5 x 20,5 x 10 cm,
- **Waga:**
 - Pompy: 1,5 kg,
 - Kompletu: 1,8 kg,
- Kat 03,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

