



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Myjka-dezynfektor MELAG MELACLEAN (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 2,1 kW,
- **MELAG MELAClean** służy do mycia i dezynfekcji narzędzi ogólnych, chirurgicznych itp.,
- Wymaga podłączenia do sieci wodociągowej oraz odpływu,
- Komora wewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej,
- Stołowa – potrzebuje zaledwie powierzchni o szerokości 60 cm,
- **Specyfikacja:**
 - 3 programy:
 - Piukanie wstępne 30°C (45 min), zużycie wody 8 litrów,
 - Intensywny 65°C (85 min.) wysoki stopień zabrudzenia, zużycie wody 14 litrów,
 - Normalny 65°C (75 min.) normalny stopień zabrudzenia, zużycie wody 12 litrów,
 - Przyłącze wody $\frac{3}{4}$ cala (wąż o długości 180 cm),
 - Wąż odpływowy o długości 140 cm,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku niemieckim (PDF),
 - Koszyczek „K”,
 - Koszyczek „G”
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - zewnętrzne: 55,5 x 45,5 x 46,5 cm,
 - wewnętrzne: 42 x 33 x 37 cm,
- Waga: 25 kg,
-
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- **Gwarancja:**
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- **Możliwość finansowania (tylko Polska):** Raty, Leasing, Pożyczka,

