



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Diatermia chirurgiczna (argonowa) ERBE ICC 200 EA z APC 300 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowana (używana),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 200 W,
- **Cech produktu:**
 - Płynna regulacja mocy,
 - Cyfrowe wyświetlacze nastawionej mocy,
 - Foliowany panel sterowania,
 - Klawiatura na panelu sterowania w języku angielskim,
- **Posiada następujące funkcje:**
 - ENDO - CUT,
 - Autocięcie - max. 200 W,
 - Autokoagulacja - max. 120 W,
 - Dostępne tryby koagulacji: SOFT, FORCED, BIPOLAR,
- **W komplecie:**
 - **Przystawka do koagulacji argonowej ERBE Model APC 300.**
 - Rekondycjonowana (używana),
 - Stan techniczny: bardzo dobry,
 - Stan wizualny: bardzo dobry,
 - **Realne zdjęcia produktu,**
 - Produkcji niemieckiej,
 - Zasilanie: 230 V,
 - Częstotliwość: 50/60 Hz,
 - Moc 28 W,
 - Regulowany przepływ gazu (argonu) od 0.1 l/min do 9 l/min
 - Ośiem programów pracy,
 - Duży elektroniczny czytelny wyświetlacz (**posiada drobne ryski widoczne na zdjęciu, nie zakłócające prawidłowej pracy urządzenia**),
 - Menu w języku niemieckim,
 - **Mobilny wózek do diatermii ERBE wyposażony w:**
 - Górny blat o wymiarach: 41 x 38 cm,
 - Koszyk na akcesoria: 21 x 34 x 10 cm,
 - Schowek na dwie 5-cio litrowe butle (**brak butli w zestawie**),
 - Uchwyt na załącznik nożny,
 - Cztery kółka skrętne, w tym dwa z hamulcami,
 - Przewód łączący ICC z ACC ERBE,
 - Przewód sygnałowy APC 300 / ICC,
 - Akcesoria do APC - brak w zestawie, **możliwość doposażenia za dodatkową opłatą,**
 - Reduktor do argonu ERBE z manometrem i wężem gazowym z szybkozłączem,
 - Załącznik nożny ERBE,
 - Przewód z klipsem ERBE do elektrod neutralnych - **brak elektrod w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą,**
 - Uchwyt elektrod monopolarnych ERBE (dwa przyciski, trzonek 2,4 mm),
 - Przewód bipolarny, szczypce ERBE (**możliwość doposażenia w pęsetę bipolarną za dodatkową opłatą**),
 - Instrukcje obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary ogólne: 55 x 48 x 111 cm,
- Waga zestawu: 44 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**

