



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Diatermia chirurgiczna ERBE VIO 200D na wózku VIO-CART (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 200 W ,
- **Erbe Vio 200D** jest diatermią chirurgiczną znajdującą zastosowanie w gastroenterologii, endoskopii i pulmonologii,
- **Funkcje i zalety systemu:**
  - Modułowa budowa,
  - Kolorowy, czytelny wyświetlacz,
  - Możliwość wyboru menu w języku: PL, EN, DE, RU, CS,
  - Możliwość indywidualnej konfiguracji urządzenia w zależności od potrzeb operatora,
  - Regulacja napięcia dla delikatnego, powtarzalnego cięcia i koagulacji,
  - Sterowanie łukiem elektrycznym do cięcia lub koagulacji o wysokiej energii oraz do cięcia pod wodą,
  - Sterowanie mocą do utrzymania stałego poziomu mocy podczas koagulacji i dewitalizacji,
- **Diatermia posiada następujące tryby pracy:**
  - **Gniazdo monopolarne:**
    - AUTO CUT,
    - SOFT COAG,
    - SWIFT COAG,
    - FORCED COAG,
  - **Gniazdo bipolarne:**
    - BIPOLAR CUT,
    - BIPOLAR SOFT COAG,
    - BIPOLAR FORCED COAG,
  - **Gniazdo elektrody powrotnej (neutralne),**
- **Specyfikacja:**
  - Maksymalna moc cięcia: 200 W przy 500 Ω,
  - Maksymalna moc koagulacji: 120 W przy 500 Ω,
  - Maksymalna moc bipolarna: 120 W przy 75 Ω,
  - Częstotliwość HF: 350 kHz,
  - NESSY - system bezpieczeństwa elektrody neutralnej,
- **W zestawie:**
  - Mobilny wózek do diatermii ERBE Model VIO-CART wyposażony w:
    - Wygodne uchwyty do przemieszczania,
    - Koszyk na akcesoria,
    - Szybę do mocowania dodatkowego osprzętu,
    - Komorę na butlę z argonem,
    - Cztery kółka, w tym dwa hamulcami,
  - Fabrycznie nowy przewód elektrody monopolarnej z uchwytem ERGO PEN BOWA - dwa przyciski, trzonek 4 mm (**brak elektrod w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
  - Fabrycznie nowy przewód z klipsem BOWA do jednorazowych elektrod neutralnych (**brak elektrod w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
  - Fabrycznie nowy przewód bipolarny, szczypce BOWA (**możliwość doposażenia w pęsetę bipolarną za dodatkową opłatą**),
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
  - Przewód zasilający,
- **Za dodatkową opłatą możliwość doposażenia diatermii w załącznik nożny (widoczny na ostatnim zdjęciu),**
- Wymiary: 60 x 64 x 111 cm,
- Waga: 41 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

