



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Certyfikowany Test/Testy antygenowy combo CLARO MEDTECH Sars-CoV-2 & Grypa A/B Antygen - 19 (1 szt./op) (Produkt nowy)

- Nowy,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji P.R.C.,
- Posiada zatwierdzony znak CE,
- **Sars-CoV-2 & Grypa A/B Antygen** to oparty na immunochromatografii jednoetapowy testin vitro,
- Wykorzystuje metodę kanapki z podwójnymi przeciwciałami do wykrywania SARS-CoV-2 i grypy A/B za pomocą immunochromatografii ze złotem koloidalnym,
- Przeznaczony jest do szybkiego jakościowego oznaczenia antygenów SARS-CoV-2, wirusów grypy A i B w wymazach z przedniej części nosa, pobranych od osób z podejrzeniem COVID-19, grypa A i B w ciągu pierwszych siedmiu dni od wystąpienia objawów,
- **Test przeznaczony jest dla osób w wieku co najmniej 18 lat** z klinicznymi objawami zakażenia SARS-CoV-2 i grypą A i B lub podejrzanych o zakażenie SARS-CoV-2 grypą A i grypą B,
- Zestaw testowy służy do samokontroli (test laika),
- **Specyfikacja:**
 - Czas reakcji: 15 - 20 minut,
 - Próbkę: wymaz z nosa,
 - Przechowywanie : 2 - 30° C,
- **W zestawie:**
 - Kasetę testową w szczelnie zamkniętej torebce foliowej (ze środkiem pochłaniającym wilgoć) - 1 szt.,
 - Bufor do lizy i zakraplacz (350 µl / probówkę) - 1 szt.,
 - Jednorazowy sterylne zapakowany patyczek do wymazu z przedniej części nosa - 1 szt.,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim,
 - Woreczek na biologiczne - 1 szt.,
 - Certyfikat,
- Wymiary opakowania: 2 x 15 x 5,5 cm,

