



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat EKG ASPEL ASCARD MR. BLUE (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez jeden nowy wbudowany akumulator 12V 0,8 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 50 VA,
- **Elektrokardiograf Mr. Blue** jest aparatem EKG 6-, 6-, 12- kanałowym umożliwiającym wykonywanie elektrokardiogramu w pełnym zakresie 12 odprowadzeń,
- Przeznaczony jest do wykonywania badań EKG we wszystkich placówkach służby zdrowia,
- Obsługa aparatu jest prosta, a graficzna klawiatura ułatwia sprawne posługiwanie się elektrokardiografem,
- Zapis odbywa się w trybie ręcznym lub automatycznym z możliwością wykonania analizy i interpretacji.
- Niska waga i niewielkie gabaryty sprawiają, że elektrokardiograf można przenosić w dowolne miejsce,
- Aparat umożliwia wykonywanie badań spirometrycznych,
- **Pomiary:**
 - Automatyczne wykrywanie początków i końców załamków P, QRS, T,
 - Pomiar czasów trwania P i QRS,
 - Pomiar interwałów R-R, P-Q, Q-T,
 - Obliczenie HR, Q-Tc,
 - Pomiar amplitud wszystkich załamków oraz poziomu i nachylenia odcinka ST,
 - Obliczanie osi elektrycznych załamków P-QRS-T,
 - Opis słowny morfologii załamków P-QRS-T (interpretacja),
- **Funkcje pomocnicze:**
 - Automatyczna regulacja położenia linii izoelektrycznej w środku kanału rejestracji,
 - Automatyczna eliminacja wędrowania linii izoelektrycznej,
 - Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych,
 - Cyfrowa filtracja zakłóceń pochodzenia mięśniowego,
 - Sygnalizacja złego kontaktu elektrod,
 - Kopia ostatniego badania,
- **Posiada:**
 - Drukarkę termiczną,
 - Gniazdo RS-232,
- **Specyfikacja:**
 - Ekran LCD 2 x 24 znaki,
 - Możliwość wyboru menu aparatu w języku polskim i angielskim,
 - Sygnał EKG: 12 odprowadzeń standardowych (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6);
 - Czułość: 2,5/ 5/ 10/ 20 mm/mV $\pm$ 5%,
 - Prędkość zapisu: 5/ 10 / 25/ 50 mm/s $\pm$ 5%,
 - Papier: termoczuły, bezpyłowy o szerokości 60 mm,
- **W zestawie:**
 - Fabrycznie nowy przewód EKG 10 - odprowadzeniowy,
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 19,5 x 25,5 x 7 cm,
- Waga zestawu: 2 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

