



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pompa infuzyjna (strzykawkowa) B. BRAUN PERFUSOR SPACE (Kat 05) (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowana (używana),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V oraz poprzez nowy wbudowany akumulator 1.8 Ah NiMH,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Pobór mocy: 8 VA,
- **Perfusor Space** to strzykawkowa pompa infuzyjna do infuzji dożylnych, dotętnicznej i żywienia dojelitowego oraz transfuzji,
- **Specyfikacja:**
 - Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: ok. 8 godzin infuzji z prędkością 25 ml/h,
 - Prędkość przepływu: 0,01 - 200 ml/h,
 - Bolus: 1800 ml/h,
 - Preselekcja czasu: 00:01 - 99:59 godz.,
 - Prędkość dawkowania: 0 ... 99.999 przyrost o 0,001 jednostka (waga pacjenta) /minut lub /godzin lub /24 godziny,
 - Masa ciała pacjenta: 250 g - 250 kg (kg, g, lb),
 - Tryb utrzymania drożności żyły: KVO,
 - Tryb gotowości Standby: 1 minuta ... 24 godziny, nazwa leku widoczna także w trybie gotowości,
 - Zawartość leku - ilość czynnika aktywnego w: µg, mg, g*, mEq, IU, mmol, kcal, kJ,
 - Alarmy wizualne i akustyczne,
 - Alfabetyczna biblioteka leków,
 - **Analgezia kontrolowana przez pacjenta (PCA),**
 - **Terapia infuzyjna z wykorzystaniem techniki TIVA (Total Intravenous Anesthesia - całkowite znieczulenie dożylne),**
- Foliowana i podświetlana klawiatura w języku angielskim,
- Podświetlany wyświetlacz graficzny, kąt widoczności ~40° ze wszystkich stron,
- **Menu urządzenia w języku niemieckim,**
- **Za dodatkową opłatą możliwość zmiany języka na:** angielski, węgierski, szwedzki, portugalski, norweski, włoski, holenderski,
- francuski, fiński, hiszpański, duński, czeski, polski, rosyjski, (US), turecki, bułgarski, grecki, indonezyjski, rumuński,
- **Pompa obsługuje strzykawki:**
 - B.Braun OPS 20/50 ml,
 - Margomed 50ml,
 - Codan 50/60ml,
 - Monoject 6/12 US/EU,
 - Polfa 50ml,
 - BD Precise 50 ml,
 - B. Braun OMINFIX 10/20/50 ml,
 - Terumo 5/10/20/50 ml,
 - Terumo 60 cc/ml US,
 - Injectomat 50 ml,
 - Kabifill 50 ml,
- W zestawie:
 - Fabrycznie nowy zasilacz,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Wymiary: 26,5 x 20,5 x 10 cm,
- Waga:
 - Pompy: 1,5 kg,
 - Kompletu: 1,8 kg,
- Kat 05,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

