



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Reduktor do butli tlenowej MEDILINE MEDISELECT II z szybkozłączem AGA (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany, (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji czeskiej,
- **Mediselect II** to reduktor medyczny z przepływomierzem nastawnym od 0-25 l/min,
- Wyposażony został w manometr ciśnienia wejściowego, specjalnej konstrukcji filtr chroniący przed zanieczyszczeniami oraz zawór bezpieczeństwa, zamykający przepływ w przypadku niekontrolowanego wzrostu ciśnienia wyjściowego,
- Został wykonany z niezwykle wytrzymałego niklowanego mosiądzu, co gwarantuje niezakłóconą pracę nawet przy niesprzyjających czynnikach zewnętrznych,
- Obrótowy manometr reduktora o 3600 pozwala na wygodny odczyt wskaźników,
- Manometr zabezpieczony gumowa osłona,
- Możliwość mocowania na butli bez użycia narzędzi,
- Konstrukcja odporna na czynniki zewnętrzne,
- **Specyfikacja:**
 - Ciśnienie wejściowe: 200 bar,
 - Ciśnienie wyjściowe: 4,5 bar,
 - Gwint wejściowy: G 3/4",
 - Przepływ: 0-2-3-4-5-6-9-12-15-25 l/min,
 - Wejścia: regulowane (króciec stożkowy), bez regulacji (szybkozłączka AGA),
- Wymiary ogólne: 5,5 x 14,5 x 9 cm,
- Waga: 1 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

