



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Video-gastroskop PENTAX EG-2930K (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- **Specyfikacja:**
 - Kierunek widzenia: do przodu,
 - Średnica zewnętrzna: 9,8 mm,
 - Średnica zewnętrzna końcówki: 9,8 mm,
 - Średnica kanału roboczego: 2,8 mm,
 - Głębokość pola: 5 - 100 mm,
 - Maksymalny kąt pola widzenia: 120°,
 - Max. kąt zgięcia końcówki endoskopu:
 - W górę: 210°,
 - W dół: 120°,
 - Prawo: 120°,
 - Lewo: 120°,
 - Długość robocza: 1050 mm,
 - Długość całkowita: 1370 mm,
- **W zestawie:**
 - Zaworki,
 - Pokrywka uszczelniająca,
 - Oryginalna walizka,
- Wymiary walizki: 60 x 13 x 43 cm,
- Waga zestawu: 4,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

