



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pompa infuzyjna (objętościowa) B. BRAUN INFUSOMAT SPACE (Kat 08) (Powystawowy (demo))

- Nowa, powystawowa,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej, (2019 r.),
- Zasilanie: 230 V oraz poprzez jeden nowy wbudowany akumulator NiMH 4,8 V / 1,9 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Infusomat Space** to pompa infuzyjna do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków w celu okresowego podawania pozajelitowych i dojelitowych płynów klinicznie akceptowanymi drogami podania. Pompa umożliwi infuzję dożylną, dotętniczną, podskórną zewnątrzoponową i dojelitową,
- **Specyfikacja:**
 - Prędkość przepływu: 0,01 - 1200 mL/h,
 - Czas infuzji: 1 s - 99h 59min,
 - Tryb utrzymania drożności żyły: KVO,
 - Tryb gotowości Standby: 1 min - 24 h,
 - Bolus: 1200 ml/h,
 - Dokładność podania bolusa: $\pm 5 \%$,
 - Kalkulacja prędkości podaży dawki,
 - **Funkcja infuzji dołączanej (piggyback),**
- Zacisk anti - freeflow zabezpiecza przed swobodnym przepływem jest aktywowany natychmiast po otwarciu drzwiczek zapobiegając przedawkowaniu,
- Alarmy wizualne i akustyczne,
- Podświetlany wyświetlacz graficzny,
- Kąt widoczności ekranu: ok. 40° ze wszystkich stron,
- **Możliwość wyboru menu urządzenia w języku: PL, EN, DE, FR,**
- Foliowana i podświetlana klawiatura,
- **W zestawie:**
 - Fabrycznie nowy zasilacz sieciowy B.BRAUN,
 - Fabrycznie nowy uchwyt do mocowania na statywie B. BRAUN POLE CLAMP,
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
- Wymiary:
 - Pompy: 12 x 21,5 x 7 cm,
 - Z uchwytem: 18,5 x 27 x 10 cm,
- Waga zestawu: 3 kg,
- Kat 08,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



