



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół operacyjny/Fotel laryngologiczny NOVYMED DOC ROCKMED 203601 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji holenderskiej,
- Zasilanie poprzez dwa nowe wbudowane akumulatory: 12 V 7 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 24 W,
- **Doc Classic** jest mobilnym, elektrycznym fotelem operacyjnym zaprojektowanym do zabiegów na oczy, nos, uszy, usta i twarz,
- Jest zarówno krzesłem operacyjnym, jak i stołem, przeznaczonym głównie dla chirurgii jednego dnia,
- **Tapicerka** z atestem medycznym, w kolorze granatowym, **posiada drobne uszkodzenie widoczne na zdjęciu (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- **Zalety:**
 - Umożliwia przygotowanie do operacji, leczenie i/lub operację wraz z rekonwalescencją. Pacjent przebywa w fotelu przez cały czas trwania zabiegu, od przyjęcia, operacji do rekonwalescencji,
 - Przed i po zabiegu nie ma potrzeby korzystania z dodatkowego łóżka czy noszy, co pozwala zaoszczędzić czas i wygodę,
- **Wyposażony w:**
 - Manualnie regulowany zagłówek w wielu płaszczyznach,
 - Chowany w oparciu uchwyt teleskopowy,
 - Poduszkę lędźwiową, którą można napompować za pomocą konwencjonalnej gruszki,
 - Manualnie odchylane podłokietniki,
 - Awaryjny przycisk bezpieczeństwa,
 - Pompkę do pompowania segmentu pleców,
 - Zdejmowana tapicerka dla łatwiejszego utrzymania higieny,
 - Dwa dodatkowe centralne koła dla maksymalnej zwrotności,
 - Duże koła o średnicy: 15 cm,
- **Elektryczna regulacja za pomocą pilota przewodowego:**
 - Wysokości siedziska: 62 - 87 cm,
 - Kąta nachylenia oparcia w zakresie: 23° - 73°,
 - Kąta nachylenia segmentu nóg w zakresie: - 23° do - 45°,
 - Pozycji Trendelenburga: 17°,
 - Hamulca (elektromagnetyczne bezpiecznie blokujące koła podczas operacji),
 - 5 pozycji pamięci,
- **W zestawie:**
 - Zasilacz 24 V,
- Wymiary:
 - Ogólne: 130 x 80 x 122 cm,
 - Długość leża: 175 cm,
 - Oparcie: 71 x 54 cm,
 - Siedzisko: 58 x 42,5 cm,
 - Podnózek: 58 x 65 cm,
 - Podłokietniki: 6,5 x 32 cm,
- Maksymalny udźwig: 200 kg,
- Waga: 128,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

