



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Szafka przyłóżkowa STIEGELMEYER 6074-03-85-00-0 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowana (używana),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- **Stiegmeyer** to stylowa szafka przyłóżkowa, która może być używana w centrach medycznych, szpitalach itp. miejscach,
- Idealne rozwiązanie do pomieszczeń o ograniczonej powierzchni,
- Wykonana z płyty wiórowej wykończonej okleiną,
- Elementy drewniane z płyty laminowanej,
- Dwustronnie otwierane szuflady i drzwiczki umożliwiające umieszczenie szafki po obu stronach łóżka,
- Łatwa w utrzymaniu czystości,
- Zaokrąglone krawędzie ze wszystkich stron szafki, zabezpieczają przed uszkodzeniem,
- **Posiada:**
 - Górny blat z zaokrąglonymi krawędziami o wymiarach: 49,5 x 49,5 cm,
 - Szufladę wyposażoną w wyciągany w separator o wymiarach: 40 x 37,5 x 8,5 cm,
 - Otwartą półkę o wymiarach: 44 x 40 x 20,5 cm,
 - Zamykaną przestrzeń podzieloną na dwa poziomy - wewnątrz przesuwana półka, umożliwiająca pacjentowi dostosowanie do własnych potrzeb,
 - Koszyczek na drzwiczkach,
- Szafka mobilna, na czterech plastikowych kołach,
- Wymiary ogólne: 50 x 50 x 90 cm,
- Waga: 31 kg,
- Kat 02,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

