



Koncentrator tlenu DEVILBISS HEALTHCARE 525KS (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1.55 A,
- OSD® czujnik do ciągłego monitorowania poziomu tlenu,
- **Alarmy akustyczne i wizualne:**
 - Niskie ciśnienie tlenu,
 - Usługi wymagane (serwis),
 - Awaria zasilania,
- Zakres przepływu O₂: 0,5 - 5 l/min (płynna regulacja),
- Poziom hałas: 40 dBA,
- Wyposażony w licznik przebiegu,
- Mobilny na kółkach,
- **W zestawie:**
 - Kaniula nosowa lub maska tlenowa z drenem o długości 2,1 m - **do wyboru przez klienta,**
 - Nawilżacz (butelka),
 - Instrukcja obsługi w języku: PL, ES, FR, DE, E, IT, (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 34 x 30 x 62 cm,
- Waga: 17 kg,
- Kat 09,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

