



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Defibrylator dwufazowy ZOLL M SERIES (Rekondukcjonowany (używany))

- Rekondukcjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 10 - 29 V oraz poprzez 1 nowy wbudowany akumulator 10 V / 2,5 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 130 W,
- **Zoll M Series** to lekkie i przenośne urządzenia łączące funkcje defibrylacji, EKG, monitorowania stanu pacjenta z możliwością wydruku i rejestracji danych,
- Defibrylator przeznaczony jest do zastosowania podczas każdego rodzaju resuscytacji, a jego niewielka waga, małe wymiary oraz kompaktowa budowa sprawiają, że w szczególny sposób nadają się do użycia podczas transportu,
- **Posiada:**
 - Ekran LCD o przekątnej 5,5,
 - Menu w języku: angielskim,
 - Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,
 - **Wbudowany moduł:**
 - EKG - Przewód EKG 4 - odprowadzeniowy,
 - Złącze RS-232/EKG X 1000,
 - Drukarkę na papier o szerokości 90 mm,
 - Port dla zewnętrznych kart pamięci PCMCIA,
- Przenośny dzięki wygodnemu uchwytowi oraz torbie na okablowanie (**uszkodzony zamek od kieszeni - widoczne na zdjęciu**),
- **W zestawie:**
 - Łyżki twarde dwufunkcyjne (dorośli-dzieci),
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
 - Fabrycznie nowy przewód zasilający,
- Wymiary ogólne: 36 x 47 x 22 cm,
- Waga zestawu: 10 kg,
- Kat D122,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON