



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Inkubator FROILABO FIRLABO BIO BCS245 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji francuskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 500 W,
- **FROILABO FIRLABO BIO BCS245** to inkubator biologiczny z naturalną konwekcją,
- **Najważniejsze cechy:**
 - Zakres temperatur: od temperatury otoczenia +5°C do 65°C,
 - Wysokowydajne sterowanie elektroniczne PID,
 - Zabezpieczenie przed przegrzaniem zgodne z normą EN61010,
 - Sterowanie za pomocą sondy Pt 100 Ohm,
 - Wyświetlacz cyfrowy z dokładnością do 0,1°C (wartość rzeczywista i zadana),
 - Wnętrze komory ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi krawędziami dla łatwego czyszczenia i dezynfekcji,
 - Przeszkłone drzwi wewnętrzne z pleksiglasu, które ograniczają spadki temperatury,
 - Półki z regulowaną wysokością położenia,
- **Specyfikacja:**
 - Pojemność: 245 l,
 - Temperatura nominalna: od +5°C do 65°C,
 - Jednorodność środowiska przy 37°C ($\pm^{\circ}\text{C}$): <1,
 - Jednorodność środowiska przy 65°C ($\pm^{\circ}\text{C}$): <2,
 - Stabilność czasowa ($\pm^{\circ}\text{C}$): <0,2,
 - Poziomy regulacji półek: 62,
 - Maksymalne obciążenie na półkę: 20 kg,
- **W zestawie:**
 - Półki perforowane ze stali nierdzewnej (3 szt.),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Ogólne: 64 x 62 x 124 cm,
 - Komory: 50 x 50 x 98 cm,
 - Półka: 45 x 46 cm,
- Maksymalne obciążenie: 90 kg,
- Waga: 80 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

