



Taboret lekarski FAMED ŻYWIEC WG-07.1 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- **Famed WG-07.1** przeznaczony do gabinetów lekarskich, szpitali, laboratoriów oraz prywatnych placówek medycznych,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze czarnym, posiada drobne ślady użytkowania (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- Obrotowe siedzisko z pneumatyczną regulacją wysokości dźwignią pod siedziskiem, w zakresie: 46 - 59 cm,
- Wyposażony w obręcz pod stopy,
- Mobilny, na 5 - ramiennej podstawie na podwójnych kółkach,
- Wymiary:
 - Siedziska: Ø 38 x 6 cm,
 - Ogólne: 55 x 55 x 46 cm,
- Waga: 9 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

