



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Ogrzewacz pacjenta MISTRAL-AIR PLUS MA1100-EU (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji holenderskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Moc: 950 W,
- **Ogrzewacz pacjenta MISTRAL-AIR PLUS** łączy nowoczesny design z mocą i prostotą. Zapewnia ciche, skuteczne, bezpieczne i niezawodne ogrzewanie dla Twoich pacjentów. Domyślna temperatura początkowa 38°C gwarantuje natychmiastowe rozpoczęcie terapii i zmniejsza ryzyko błędu ludzkiego. Oprócz alarmu nadmiernej temperatury, alarm zbyt niskiej temperatury jest standardowym wbudowanym współczynnikiem bezpieczeństwa gwarantującym dostarczenie pacjentowi ustawionej temperatury. Standardowy wąż pacjenta pasuje do kóców wszystkich głównych producentów, zarówno jednorazowych, jak i wielokrotnego użytku,
- **Specyfikacja:**
 - Ogrzewanie wymuszonym obiegiem powietrza,
 - Temperatura początkowa: 38°C,
 - Temperatura zadana: 32°C, 38°C lub 43°C,
 - Funkcja alarmu wysokiej i niskiej temperatury,
 - Filtracja (HEPA): 0.3µm 99.99% / 0.2µm 99.86%,
 - Urządzenie umieszczone na mobilnym statywie z koszykiem,
 - Podstawa jezdna pięcioramienna na kółkach,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Ogólne: 55 x 55 x 100 cm,
 - Długość węża: 1,5 m,
- Waga: 12,5 kg,
- Kat 01,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

