



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół operacyjny JORG & SOHN EXAFLEX 3000 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- **JORG & SOHN EXAFLEX 3000** to mobilny wielofunkcyjny stół operacyjny przeznaczony do powszechnego użytku w szpitalach oraz oddziałach opieki ambulatoryjnej,
- **Tapicerka (memory visco) z atestem medycznym w kolorze czarnym (możliwość wymiany tapicerki na nową za dodatkową opłatą),**
- 5 – segmentowy,
- **Manualna regulacja:**
 - Wysokość za pomocą dźwigni pompy hydraulicznej w zakresie: 78 – 108 cm,
 - Pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga za pomocą siłownika gazowego w zakresie: $\pm 33^\circ$,
 - Przechył boczny za pomocą mechanizmu korbowego w zakresie: 18° ,
 - Oparcia za pomocą siłownika gazowego w zakresie: od -30° do 80° ,
 - Zagłówka w wielu płaszczyznach,
- **Posiada:**
 - Możliwość montażu kaset RTG,
 - Szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
 - Centralny hamulec,
- Podstawa wykonana ze stali chromowo-niklowej,
- **Możliwość wyposażenia stołu (za dopłatą) w dodatkowe akcesoria, przykładowe widoczne na ostatnich zdjęciach,**
- Wymiary:
 - Leża: 200 x 54 cm,
 - Podstawa: 103 x 49 cm,
- Maksymalny udźwig: 160 kg,
- Waga: 190 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**

