



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Autoklaw MELAG VACUKLAV 40-B (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: idealny,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 3400 W,
- Klasa: B,
- Automat,
- Elektroniczny regulowany wyświetlacz LCD o wymiarach: 12 x 9 cm,
- Możliwość wyboru menu w języku polskim i angielskim,
- **Programy pracy:**
 - Program szybki: 134°C, ciśnienie 2.1 bar, narzędzia metalowe nie opakowane,
 - Program szybki: 134°C, ciśnienie 2.1 bar, narzędzia metalowe opakowane,
 - Program uniwersalny: 134°C, ciśnienie 2.1 bar,
 - Program ochronny: 121°C, ciśnienie 1,1 bar, 27 min, narzędzia opakowane, gumowe, tekstylia, szło,
 - Prion program 134°C, ciśnienie 2,1 bar, 33 min, narzędzia opakowane metalowe,
 - Test Bowie & Dick 134 °C, 2.2 bar, 3,5min - test na przenikalność pary wodnej, służący do sprawdzenia sprawności autoklawu przez użytkownika,
 - Test szczelności: test próżniowy służący do sprawdzenia szczelności autoklawu,
- **Oszczędność energii przez możliwość:**
 - Wyboru czasu oczekiwania,
 - Wyłączania podgrzewania,
 - Zmniejszania temperatury,
- **Specyfikacja:**
 - Pojemność komory: 18,4 litra,
 - Ładowność komory: 6 kg,
 - Wymiary komory: średnica 25 cm, głębokość 39 cm,
 - Dokumentacja zapisywana jest za pomocą karty pamięci Compact Flash lub za pomocą komputera/sieci,
 - Alarmy akustyczne,
 - Poziom hałasu: 69 dB,
- **W zestawie:**
 - **Fabrycznie nowy demineralizator MELAdem 40,** (stacja zmiękczenia wody):
 - Pozwala szybko i tanio uzyskać wodę demineralizowaną. Urządzenie pracuje na zasadzie dejonizacji i może zostać podłączone bezpośrednio do autoklawu. Dwukomorowy system gwarantuje optymalne zużycie wkładu żywicznego,
 - Produkcji niemieckiej,
 - Pojemność złoża: 210 l,
 - Wydajność: 120 l/h,
 - Czystość wody: < 1-5 µS/cm²,
 - Wymiary: 32 x 35 x 15 cm,
 - Węże do podłączenia,
 - Nowe wkłady jonowymienne - 2 szt.,
 - Perforowane tacki o wymiarach: 28 x 18 x 2 cm – 2 szt.,
 - Uchwyt do tacek,
 - Fabrycznie nowe węże do wody,
 - Karta pamięci CF 512 MB,
 - Instrukcja obsługi w języku niemieckim (PDF),
- Wymiary autoklawu: 60 x 45,5 x 58 cm,
- Waga: 60 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

OPIS I ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA

