



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Ssak transportowy UZUMCU PA-1R (Powystawowy (demo))

- Nowy (powystawowy),
- Stan techniczny: idealny,
- Stan wizualny: idealny,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji tureckiej, (2014 r.),
- Zasilanie: 230 V lub akumulatorowe 12V oraz poprzez gniazdo zapalniczki,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Ssak transportowy UZUMCU PA-1R,**
- **Specyfikacja:**
 - Wytwarzane podciśnienie 620 mmHg (0,83 bar),
 - Wydajność max. 20 l/min.,
 - Max. hałas 55 dB,
 - Moc pompy ssącej 0,12 kW,
 - Czas pracy na baterii wynosi 20 min przy maksymalnej sile ssania,
 - Czas pełnego naładowania wynosi 80 min.,
- **W zestawie:**
 - Ładowarka sieciowa,
 - Ładowarka samochodowa,
 - Wąż silikonowy (2m),
 - Wąż silikonowy (50 cm),
 - Filtr antybakteryjny,
 - Stół autoklawowalny o pojemności (2 L),
 - Mobilny stojak,
- Wymiary:
 - Ssaka: 36,5 x 16 x 34,5 cm,
 - Ogólne: 106 x 54 x 54 cm,
- Waga: 9,5
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

