



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Ssak chirurgiczny NOUVAG VACUSON 60 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji szwajcarskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 250 W,
- **NOUVAG VACUSON 60** jest przeznaczony do odsysania i usuwania płynów oraz treści śródoperacyjnych z możliwością regulacji siły ssania, co umożliwia dostosowanie pracy urządzenia do potrzeb zabiegu. Dzięki swoim zaletom urządzenie może być wykorzystywane zarówno w małych jak i bardzo dużych zabiegach,
- **Specyfikacja:**
 - Przepływ powietrza 60 l/min,
 - Manometr: 0-1 bar,
 - Regulacja podciśnienia,
 - 2 uchwyty na śłoje,
 - Automatyczny układ przeciw-przepiętzeniowy,
- **W zestawie:**
 - Fabrycznie nowy słój autoklawowalny z wkładem jednorazowym o pojemności 1 litra,
 - Fabrycznie nowy wąż ssący o długości 180 cm,
 - Filtr antybakteryjny,
 - Załącznik nożny,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 30 x 28 x 36 cm,
- Waga: 13 kg,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

