



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Górna torba PHYSIO-CONTROL (3010267-00) do defibrylatora LIFEPAK 12/15 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowana (używana),
- Stan techniczny: idealny,
- Stan wizualny: idealny,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Torba przeznaczona do przechowywania czujników i elektrod do defibrylatora Lifepak 12 i 15,
- Mocowana zamiast standardowych łyżek twardych,
- Wyposażona w zamek błyskawiczny,
- Wymiary: 34 x 11 x 8,5 cm,
- Waga: 0,2 kg,
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

